



## Description d'article

Numéro de commande	10.258.388
Description d'article	Monovette® Urine, volume nominal : 8,5 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 92 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres, stérile, 1 pièce(s)/blister

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique pré-codé
Couleur impression/étiquette	blanc/jaune
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	Tube de recueil d'urine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 8,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 92 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 2**

Forme du fond	fond rond
Volume de travail	8,5 ml
Centrifugation recommandée	400 x g
Durée de centrifugation	5 Min
Raccord	Luer (m)

**Dimensions**

Volume nominal	8.5 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	106 mm
Longueur sans bouchon	92 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 8,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 92 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 3**

**Conditionnement**

Minimum order qty.	20000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	13500
Profondeur du carton intérieur	351 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	778 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0078 kg
Poids du carton	5.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917949941
Code EAN du carton d'emballage	4038917949958

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**