



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 62.547.254 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 114 x 28 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, HD-PE, bouchon : rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: bleu/blanc, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'aprogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 25 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | bleu/blanc |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon à vis standard |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 50 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 28 mm |
| Longueur du produit | 114 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | rouge |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|---|
| Satisfait les exigences | ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Apyrogène | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 300 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 25 |
| pièces / carton | 300 |
| pièces / pallet | 9000 |
| Profondeur du carton | 580 mm |
| Largeur du carton | 330 mm |
| Hauteur du carton | 255 mm |
| Volume du carton | 0.0488 cbm |
| Poids du produit | 0.0128 kg |
| Poids du carton | 4.61 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917111898 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917013420 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

