



Description d'article

Numéro de commande	82.1972.700
Description d'article	Plaque Deep Well, Faible adsorption d'ADN, 96 puits, 2,2 ml, cale conique, sans étiquette, PCR Performance Tested, matériau : PP, cavités carrées, 4 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	sans étiquette
Type de fermeture	film
Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Forme du fond	cale conique
Nombre de puits	96
Volume de travail	1 µl - 2,2 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	2.2 ml
Volume max.	2.2 ml
Diamètre	7.52 mm
Largeur du produit	85 mm
Hauteur du produit	41.85 mm
Longueur du produit	127.76 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	4
pièces / carton	24
pièces / pallet	2304
Profondeur du carton	283 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	210 mm
Volume du carton	0.0159 cbm
Poids du produit	0.0868 kg
Poids du carton	2.43 kg
Code EAN de la boîte	4038917958042
Code EAN du carton d'emballage	4038917958059

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

