



Description d'article

Numéro de commande	82.1972.800
Description d'article	Peigne à pointes, compatible avec KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96, exempt d'ADN/DNase/RNase/inhibiteurs de la PCR, matériau : PP, 2 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Compatible avec	KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	7.52 mm
Largeur du produit	85 mm
Hauteur du produit	41.85 mm
Longueur du produit	127.76 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté exempt d'ADN/DNase/RNase/inhibiteurs de la PCR
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 2
pièces / carton 20
pièces / pallet 2160
Profondeur du carton 308 mm
Largeur du carton 223 mm
Hauteur du carton 195 mm
Volume du carton 0.0134 cbm
Poids du produit 0.0543 kg
Poids du carton 1.28 kg
Code EAN de la boîte 4038917958080
Code EAN du carton 4038917958097
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

