



### **Description d'article**

Numéro de commande	71.9923.210
Description d'article	Nacelle de pesée, 250 ml, (L x l) : 128 x 128 mm, matériau : PVC, blanc, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Dimensions**

Volume nominal	250 ml
Volume max.	300 ml
Largeur du produit	128 mm
Longueur du produit	128 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              1000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      100  
pièces / carton                    1000  
pièces / pallet                    28000  
Profondeur du carton            458 mm  
Largeur du carton                373 mm  
Hauteur du carton                238 mm  
Volume du carton                0.0407 cbm  
Poids du produit                 0.005 kg  
Poids du carton                  5.6 kg  
Code EAN de la boîte            4038917153645  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917038225

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

