



### **Description d'article**

Numéro de commande	81.970
Description d'article	Spatules d'agitation, longueur : 120 mm, matériau : PP, blanc, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Dimensions**

Diamètre	3 mm
Longueur du produit	120 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	400000
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.0006 kg
Poids du carton	6.23 kg
Code EAN de la boîte	4038917269186
Code EAN du carton d'emballage	4038917003506

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

