



Description d'article

Numéro de commande	84.2620.001
Description d'article	Étiquette autocollante, (L x l) : 33 x 12 mm, matériau : papier, blanc, 4 000 pièce(s)/rouleau

Dimensions

Largeur du produit	12 mm
Longueur du produit	33 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	papier
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	4000
Type d'emballage intérieur	rouleau
pièces / boîte	4000
pièces / carton	8000
pièces / pallet	2592000
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.0001 kg
Poids du carton	1.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917416948
Code EAN du carton d'emballage	4038917416931

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

