



Description d'article

Numéro de commande	86.290
Description d'article	Disp. recueil ext. viande, longueur : 112 mm, matériau : PP, tube 75 x 13 mm en entonnoir, entonnoir : PE-HD, pour le recueil de suc de viande en vue de la détection de salmonelles, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Version	tube 75 x 13 mm en entonnoir
Domaine d'application	pour le recueil de suc de viande en vue de la détection de salmonelles

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	40 mm
Longueur du produit	112 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Sans latex oui

Fiche de données de sécurité non

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 500

Type d'emballage intérieur sachet

pièces / boîte 250

pièces / carton 500

pièces / pallet 12000

Profondeur du carton 398 mm

Largeur du carton 398 mm

Hauteur du carton 415 mm

Volume du carton 0.0657 cbm

Poids du produit 0.0095 kg

Poids du carton 5.45 kg

Code EAN de la boîte 4038917081085

Code EAN du carton
d'emballage 4038917035620

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

