



Description d'article

Numéro de commande	82.1581.001
Description d'article	Plaque pour microtitration, 96 puits, couvercle coiffant, fond plat, couvercle assemblé, matériau : PS, transparent, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Type de fermeture	couvercle coiffant
Forme du fond	fond plat
Nombre de puits	96
Type de récipient	Plaque

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Plaque pour microtitration, 96 puits, couvercle
coiffant, fond plat, PS, transparent

Page 2

Dimensions

Volume max.	390 µl
Largeur du produit	85.2 mm
Hauteur du produit	16.55 mm
Longueur du produit	127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	3200
Profondeur du carton	332 mm
Largeur du carton	297 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0212 cbm
Poids du produit	0.0568 kg
Poids du carton	3.54 kg
Code EAN de la boîte	4038917131056
Code EAN du carton d'emballage	4038917347952

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT