



Description d'article

Numéro de commande	82.1584
Description d'article	Couvercle, pour plaques ELISA et de microtitration au format 96 puits, matériau : PS, avec anneaux de condensation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Version	avec anneaux de condensation
Compatible avec	plaques ELISA et de microtitration au format 96 puits

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
---------------------	------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Couvercle, pour plaques ELISA et de
microtitration au format 96 puits, PS, avec
anneaux de condensation**

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	100
pièces / pallet	11200
Profondeur du carton	282 mm
Largeur du carton	187 mm
Hauteur du carton	235 mm
Volume du carton	0.0124 cbm
Poids du produit	0.0153 kg
Poids du carton	1.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917087124
Code EAN du carton d'emballage	4038917005593

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT