



## Description d'article

Numéro de commande	86.1197
Description d'article	Sacs autoclavables, volume de remplissage : 2 l, (L x l) : 300 x 200 mm, matériau : PP, transparent, épaisseur de film : 50 µm, autoclavable jusqu'à 134 °C, sans impression, 100 pièce(s)/distributeur
Code NACRES	HA.11

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	sans impression
Étanchéité aux liquides	oui
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

## Dimensions

Largeur du produit	200 mm
Longueur du produit	300 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	distributeur
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	63000
Profondeur du carton intérieur	73 mm
Largeur du carton intérieur	73 mm
Hauteur du carton intérieur	211 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	253 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0162 cbm
Poids du produit	0.0056 kg
Poids du carton	6.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917085717
Code EAN du carton d'emballage	4038917004343

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

