



Description d'article

Numéro de commande	86.1199
Description d'article	Sacs autoclavables, volume de remplissage : 24 l, (L x l) : 780 x 400 mm, matériau : PP, transparent, épaisseur de film : 50 µm, autoclavable jusqu'à 134 °C, sans impression, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	HA.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	sans impression
Étanchéité aux liquides	oui
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

Dimensions

Largeur du produit	400 mm
Longueur du produit	780 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Sans latex oui
Fiche de données de sécurité non
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 250
pièces / pallet 16500
Profondeur du carton 438 mm
Largeur du carton 268 mm
Hauteur du carton 155 mm
Volume du carton 0.0182 cbm
Poids du produit 0.0271 kg
Poids du carton 7.05 kg
Code EAN de la boîte 4038917085731
Code EAN du carton d'emballage 4038917004367

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

