



## Description d'article

Numéro de commande	86.1201
Description d'article	Sacs autoclavables, volume de remplissage : 7 l, (L x l) : 500 x 300 mm, matériau : PP, transparent, épaisseur de film : 50 µm, autoclavable jusqu'à 134 °C, avec aplat, impression Danger biologique, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	HA.11

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	rouge
Étanchéité aux liquides	oui
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	300 mm
Longueur du produit	500 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	25000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0141 kg
Poids du carton	7.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917085755
Code EAN du carton d'emballage	4038917004381

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

