



## Description d'article

Numéro de commande	86.1202
Description d'article	Sacs autoclavables, volume de remplissage : 24 l, (L x l) : 780 x 400 mm, matériau : PP, transparent, épaisseur de film : 50 µm, autoclavable jusqu'à 134 °C, avec aplat, impression Danger biologique, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	HA.11

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	rouge
Étanchéité aux liquides	oui
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	400 mm
Longueur du produit	780 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	250
pièces / pallet	9000
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.0273 kg
Poids du carton	7.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917085762
Code EAN du carton d'emballage	4038917004398

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

