



Description d'article

Numéro de commande	86.1203.103
Description d'article	Sacs autoclavables, volume de remplissage : 40 l, (L x l) : 780 x 600 mm, matériau : PP, jaune, épaisseur de film : 50 µm, autoclavable jusqu'à 134 °C, avec aplat, étiquette/impression: bleu, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	HA.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	bleu
Étanchéité aux liquides	oui
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Sacs autoclavables, 40 l, (L x l) : 780 x 600 mm,
PP, jaune, avec aplat

Page 2

Dimensions

Largeur du produit	600 mm
Longueur du produit	780 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	250
pièces / pallet	7000
Profondeur du carton	623 mm
Largeur du carton	288 mm
Hauteur du carton	115 mm
Volume du carton	0.0206 cbm
Poids du produit	0.0415 kg
Poids du carton	10.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917126649
Code EAN du carton d'emballage	4038917020732

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT