



## **Description d'article**

Numéro de commande 90.183.100  
Description d'article Porte-tubes, SC 2700, pour centrifugeuse SC 2700

## **Caractéristiques du produit**

Compatible avec centrifugeuse SC 2700

## **Dimensions**

Diamètre 18.4 mm  
Largeur du produit 23 mm  
Hauteur du produit 83.5 mm  
Longueur du produit 23 mm

## **Matériau et coloris**

Couleur du produit noir

## **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

## **Conditionnement**

Minimum order qty. 2  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 2  
pièces / carton 50  
pièces / pallet 16200  
Profondeur du carton 268 mm  
Largeur du carton 191 mm  
Hauteur du carton 100 mm  
Volume du carton 0.0051 cbm  
Poids du produit 0.021 kg  
Poids du carton 1.2 kg  
Code EAN de la boîte 4038917909143  
Code EAN du carton d'emballage 4038917909150

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

