



## Description d'article

Numéro de commande 90.183.200  
Description d'article Adaptateur, pour centrifugeuse SC 2700

## Caractéristiques du produit

Compatible avec centrifugeuse SC 2700

## Dimensions

Diamètre 17 mm  
Largeur du produit 17 mm  
Hauteur du produit 12.5 mm  
Longueur du produit 17 mm

## Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit gris

## Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

## Conditionnement

Minimum order qty. 2  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 2  
pièces / carton 300  
pièces / pallet 97200  
Profondeur du carton 268 mm  
Largeur du carton 191 mm  
Hauteur du carton 100 mm  
Volume du carton 0.0051 cbm  
Poids du produit 0.002 kg  
Poids du carton 1 kg  
Code EAN de la boîte 4038917909679  
Code EAN du carton d'emballage 4038917909686

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

