



Spécification de produit
**Centrifugeuse, SC 2700, tension d'alimentation :
115/230 V, 2 programmes prédéfinis et
1 programme variable**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	90.183.000
Description d'article	Centrifugeuse, SC 2700, tension d'alimentation : 115/230 V, centrifugation jusqu'à max. 2.700 x g, avec rotor pivotant 6 fois et porte-tubes 1 fois pour tubes jusqu'à 100 mm longueur, pour séparation du sérum/plasma et des caillots de sang, 2 programmes prédéfinis et 1 programme variable

Caractéristiques du produit

Version	2 programmes prédéfinis et 1 programme variable
Compatible avec	séparation du sérum/plasma et des caillots de sang
Centrifugation max (FCR)	2700 x g
Nombre d'emplacements	6

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Centrifugeuse, SC 2700, tension d'alimentation :
115/230 V, 2 programmes prédéfinis et
1 programme variable

Page 2

Dimensions

Largeur du produit	350 mm
Hauteur du produit	260 mm
Longueur du produit	430 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	20
Volume du carton	0.0772 cbm
Poids du produit	16.655 kg
Poids du carton	18.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917574877
Code EAN du carton d'emballage	4038917574860

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT