



Description d'article

Numéro de commande	90.184.401
Description d'article	Centrifugeuse, SMC 6 V, tension d'alimentation : 115 V, avec rotor pivotant 6 fois et porte-tubes 1 fois pour tubes jusqu'à 100 mm longueur, pour séparation du sérum/plasma et des caillots de sang, rotor pivotant 6 fois

Caractéristiques du produit

Version	rotor pivotant 6 fois
Compatible avec	séparation du sérum/plasma et des caillots de sang
Nombre d'emplacements	6
Tension d'alimentation	115 V

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Conditionnement

Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	36
Poids du produit	5.7995 kg
Poids du carton	5.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917534420
Code EAN du carton d'emballage	4038917534413

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

