



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.1840.002
Description d'article	Lamelles couvrantes, pour cellules adhérentes, Ø: 13 mm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	plaques de 6-, 12- et 24 puits
Type cellulaire	cellules adhérentes
Type de traitement de surface	Traitement CT
Couleur de codage	rouge

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
----------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène téréphtalate modifié au glycol (PET-G)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique  
Stérilisation Radiation gamma  
Apyrogène oui  
Non cytotoxique oui  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 200  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 200  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 288000  
Profondeur du carton 310 mm  
Largeur du carton 144 mm  
Hauteur du carton 335 mm  
Volume du carton 0.015 cbm  
Poids du produit 0.0003 kg  
Poids du carton 1.8 kg  
Code EAN de la boîte 4038917134057  
Code EAN du carton d'emballage 4038917025393

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

