



Description d'article

Numéro de commande	83.1850
Description d'article	Pompe à membrane, pour filtration sous pression, pour Filtropur LS, 1 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	pour filtration sous pression
Compatible avec	Filtropur LS

Dimensions

Largeur du produit	99 mm
Hauteur du produit	177 mm
Longueur du produit	130 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Appareil, selon la directive sur les machines ou les équipements, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	50
Volume du carton	0.0157 cbm
Poids du produit	3.159 kg
Poids du carton	3.51 kg
Code EAN de la boîte	4038917087940
Code EAN du carton d'emballage	4038917006101

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

