



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3990.175
Description d'article	Bouchon à vis, pour flacon de culture cellulaire T-175, bouchon fileté à 2 positions, sans filtre, rouge, TC Tested, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	bouchon fileté à 2 positions
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	flacon de culture cellulaire T-175
Filtre	non

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	rouge
Couleur du bouchon	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	100
pièces / pallet	16800
Profondeur du carton	288 mm
Largeur du carton	218 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0094 cbm
Poids du produit	0.0054 kg
Poids du carton	0.92 kg
Code EAN de la boîte	4038917359986
Code EAN du carton d'emballage	4038917359979

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

