



Description d'article

Numéro de commande	83.3925.400
Description d'article	Plaque de culture cellulaire, 96 puits, matériau : PS, surface : BIOFLOAT?, pour Culture de sphéroïdes, fond rond, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	Culture de sphéroïdes
Forme du fond	fond rond
Nombre de puits	96
Volume de travail	0,1 ml - 0,2 ml
Type de récipient	Plaque

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	0.31 ml
Largeur du produit	85.2 mm
Hauteur du produit	16.55 mm
Longueur du produit	127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Irradiation électronique
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	4
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	4
pièces / carton	24
pièces / pallet	1440
Profondeur du carton	322 mm
Largeur du carton	257 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0203 cbm
Poids du produit	0.049 kg
Poids du carton	2.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917923965
Code EAN du carton d'emballage	4038917923972

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

