



Description d'article

Numéro de commande	94.6001.054
Description d'article	miniPERM® , Portoir, pour Bioréacteur miniPERM® , non autoclavable, 4 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Bioréacteur miniPERM®
-----------------	-----------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	4
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	4
pièces / carton	24
pièces / pallet	672
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0597 cbm
Poids du produit	0.085 kg
Poids du carton	3.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917254786
Code EAN du carton d'emballage	4038917254779

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

