



Description d'article

Numéro de commande	94.6001.061
Description d'article	Dispositif rotatif universel, pour 4 bioréacteurs miniPERM [®] , non autoclavable, 115/230 V, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.73

Caractéristiques du produit

Compatible avec	4 bioréacteurs miniPERM [®]
-----------------	--------------------------------------

Dimensions

Largeur du produit	26 cm
Longueur du produit	46 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	30
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	325 mm
Volume du carton	0.0463 cbm
Poids du produit	5.861 kg
Poids du carton	6.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917254878
Code EAN du carton d'emballage	4038917254861

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

