



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 94.6077.121 |
| Description d'article | miniPERM® , Bioréacteur HDC 50, Bioréacteur à 2 compartiments, pour la production de protéines, de virus et de biomasse, pour les cellules en suspension, volume du module produit : 50 ml, non autoclavable, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.13 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|--|
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Version | pour les cellules en suspension |
| Domaine d'application | pour la production de protéines, de virus et de biomasse |
| Type cellulaire | cellules de suspension |
| Volume de travail | 350 ml - 450 ml |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|--------------------------------|--------|
| Volume nominal | 400 ml |
| Volume du module de production | 50 ml |
| Diamètre | 102 mm |
| Hauteur du produit | 157 mm |

Matériau et coloris

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polycarbonate (PC) |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la membrane de dialyse | Acétate de cellulose (AC) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|---|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Label de pureté | stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Non cytotoxique | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 2 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 2 |
| pièces / carton | 12 |
| pièces / pallet | 240 |
| Profondeur du carton | 498 mm |
| Largeur du carton | 364 mm |
| Hauteur du carton | 310 mm |
| Volume du carton | 0.0562 cbm |
| Poids du produit | 0.3053 kg |
| Poids du carton | 5.4 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917259132 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917259125 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

