



Description d'article

Numéro de commande	94.6077.136
Description d'article	miniPERM [®] , Seringue à usage unique 2 ml, pour Bioréacteur miniPERM [®] , Luer, non autoclavable, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Bioréacteur miniPERM [®]
Raccord	Luer

Dimensions

Volume max.	2 ml
-------------	------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	100
pièces / pallet	32400
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.003 kg
Poids du carton	0.42 kg
Code EAN de la boîte	4038917255929
Code EAN du carton d'emballage	4038917255912

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

