



Description d'article

Numéro de commande	94.6077.137
Description d'article	miniPERM® , Seringue à usage unique 50 ml, pour Bioréacteur miniPERM® , Luer Lock, non autoclavable, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Bioréacteur miniPERM®
Raccord	Luer Lock

Dimensions

Volume max.	50 ml
-------------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	60
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	60
pièces / pallet	3840
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0366 kg
Poids du carton	2.53 kg
Code EAN de la boîte	4038917255950
Code EAN du carton d'emballage	4038917255943

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

