



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6077.138
Description d'article	miniPERM® , Tube de transfert 5", pour Bioréacteur miniPERM® , non autoclavable, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	Bioréacteur miniPERM®
-----------------	-----------------------

### **Dimensions**

Diamètre	5.9 mm
Largeur du produit	5.9 mm
Hauteur du produit	127 mm
Longueur du produit	5.9 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	50
pièces / carton	300
pièces / pallet	14400
Profondeur du carton	353 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	260 mm
Volume du carton	0.0246 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	1.55 kg
Code EAN de la boîte	4038917376488
Code EAN du carton d'emballage	4038917255974

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

