



Spécification de produit
Cryotube CryoPure, 1,2 ml, bouchon à vis
QuickSeal, rouge

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	72.377.002
Description d'article	Cryotube CryoPure, 1,2 ml, tube : PP, bouchon à vis QuickSeal, bouchon assemblé, HD-PE, rouge, filetage extérieur, volume nominal : 1 ml, Cryo Performance Tested, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis QuickSeal
Type de fermeture	bouchon à vis
Filetage intérieur ou extérieur	filetage extérieur
Volume de travail	1 ml
Type de récipient	Tube

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Cryotube CryoPure, 1,2 ml, bouchon à vis
QuickSeal, rouge

Page 2

Dimensions

Volume nominal	1 ml
Volume max.	1.2 ml
Diamètre	12.65 mm
Longueur du produit	36.7 mm
Longueur sans bouchon	29.8 mm

Matériau et coloris

Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Cryo Performance Tested
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	104000
Profondeur du carton intérieur	293 mm
Largeur du carton intérieur	183 mm
Hauteur du carton intérieur	118 mm
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0305 cbm
Poids du produit	0.0015 kg
Poids du carton	4.27 kg
Code EAN de la boîte	4038917105996

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Cryotube CryoPure, 1,2 ml, bouchon à vis
QuickSeal, rouge

Page 3

Code EAN du carton d'emballage 4038917080514

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT