



**Spécification de produit**  
**Cryotube CryoPure, 2 ml, bouchon à vis**  
**QuickSeal, blanc**

**Page 1**



**Description d'article**

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 72.379                                                                                                                                                                                |
| Description d'article | Cryotube CryoPure, 2 ml, tube : PP, bouchon à vis QuickSeal, bouchon assemblé, HD-PE, blanc, filetage extérieur, volume nominal : 1,8 ml, Cryo Performance Tested, 50 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES           | NB.11                                                                                                                                                                                 |

**Caractéristiques du produit**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Étiquette/ Impression           | avec aplat              |
| Couleur impression/étiquette    | blanc                   |
| Graduation                      | oui                     |
| Bouchon                         | bouchon à vis QuickSeal |
| Type de fermeture               | bouchon à vis           |
| Filetage intérieur ou extérieur | filetage extérieur      |
| Volume de travail               | 1,8 ml                  |
| Type de récipient               | Tube                    |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Cryotube CryoPure, 2 ml, bouchon à vis**  
**QuickSeal, blanc**

**Page 2**

**Dimensions**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Volume nominal        | 1.8 ml   |
| Volume max.           | 2 ml     |
| Diamètre              | 12.65 mm |
| Longueur du produit   | 46.7 mm  |
| Longueur sans bouchon | 39.8 mm  |

**Matériau et coloris**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Matériel de fermeture   | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon      | blanc                              |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP)                 |

**Pureté et certification**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE          | CE                       |
| Label de pureté      | Cryo Performance Tested  |
| Stérilisation        | Irradiation électronique |
| Apyrogène            | oui                      |
| Non cytotoxique      | oui                      |
| Alloti               | oui                      |

**Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 500           |
| Type d'emballage intérieur     | sachet        |
| pièces / boîte                 | 500           |
| pièces / carton                | 2000          |
| pièces / pallet                | 104000        |
| Profondeur du carton intérieur | 293 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 183 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 118 mm        |
| Profondeur du carton           | 598 mm        |
| Largeur du carton              | 378 mm        |
| Hauteur du carton              | 135 mm        |
| Volume du carton               | 0.0305 cbm    |
| Poids du produit               | 0.002 kg      |
| Poids du carton                | 5.14 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917081399 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Cryotube CryoPure, 2 ml, bouchon à vis**  
**QuickSeal, blanc**

**Page 3**

Code EAN du carton d'emballage 4038917080552

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**