



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.380.007
Description d'article	Cryotube CryoPure, 2 ml, tube : PP, bouchon à vis QuickSeal, bouchon assemblé, PP, violet, Filetage intérieur, avec joint en silicone, volume nominal : 1,6 ml, Cryo Performance Tested, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis QuickSeal
Type de fermeture	bouchon à vis
Filetage intérieur ou extérieur	Filetage intérieur
Version	avec joint en silicone
Volume de travail	1,6 ml
Type de récipient	Tube

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	1.6 ml
Volume max.	2 ml
Diamètre	12.65 mm
Longueur du produit	47.7 mm
Longueur sans bouchon	37.8 mm

### **Matériau et coloris**

Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	violet
Matériau du joint torique	silicone
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Cryo Performance Tested
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	104000
Profondeur du carton intérieur	293 mm
Largeur du carton intérieur	183 mm
Hauteur du carton intérieur	118 mm
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0305 cbm
Poids du produit	0.0019 kg
Poids du carton	4.99 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**Cryotube CryoPure, 2 ml, bouchon à vis**  
**QuickSeal, violet**

**Page 3**

Code EAN de la boîte 4038917106108  
Code EAN du carton 4038917080644  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-01

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**