



### Description d'article

Numéro de commande	93.856.040
Description d'article	CryoRack 40, matériau : PP, format : 10 x 4, (L x l x h) : 100 x 210 x 22 mm, pour 40 récipients, compatible avec tubes CryoPure, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	tubes CryoPure
Capacité de stockage	40
Formats	10 x 4

### Dimensions

Largeur du produit	210 mm
Hauteur du produit	22 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 10  
pièces / pallet 1650  
Profondeur du carton 228 mm  
Largeur du carton 218 mm  
Hauteur du carton 155 mm  
Volume du carton 0.0077 cbm  
Poids du produit 0.0679 kg  
Poids du carton 0.9 kg  
Code EAN de la boîte 4038917122788  
Code EAN du carton d'emballage 4038917077293

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

