



## Description d'article

Numéro de commande	93.872.425
Description d'article	Cryobox, avec codage numérique par emplacement de stockage, pour le stockage à basse température, matériau : PC, jaune, couvercle coiffant avec fonction de ventilation, bouchon : transparent, (L x l x h) : 75 x 75 x 52 mm, format : 5 x 5, pour 25 récipients, pour tubes CryoPure 1,2 - 2,0 ml, filet intérieur et extérieur, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	couvercle coiffant avec fonction de ventilation
Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec codage numérique par emplacement de stockage
Compatible avec	tubes CryoPure 1,2 - 2,0 ml, filet intérieur et extérieur
Capacité de stockage	25
Formats	5 x 5

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	75 mm
Hauteur du produit	52 mm
Longueur du produit	75 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	5
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	2640
Profondeur du carton	156 mm
Largeur du carton	143 mm
Hauteur du carton	502 mm
Volume du carton	0.0112 cbm
Poids du produit	0.058 kg
Poids du carton	1.41 kg
Code EAN de la boîte	4038917122818
Code EAN du carton	4038917420174
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

