




Spécification de produit
Cryobox, 132 x 132 x 53 mm, format : 10 x 10,
pour 100 récipients

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	93.874.410
Description d'article	Cryobox, avec codage numérique par emplacement de stockage, pour le stockage à basse température, matériau : PC, jaune, couvercle coiffant avec fonction de ventilation, bouchon : transparent, (L x l x h) : 132 x 132 x 53 mm, format : 10 x 10, pour 100 récipients, pour tubes CryoPure 1,2 - 2,0 ml, filet intérieur, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	couvercle coiffant avec fonction de ventilation
Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec codage numérique par emplacement de stockage
Compatible avec	tubes CryoPure 1,2 - 2,0 ml, filet intérieur
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Dimensions

Largeur du produit	132 mm
Hauteur du produit	53 mm
Longueur du produit	132 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	720
Profondeur du carton	135 mm
Largeur du carton	270 mm
Hauteur du carton	540 mm
Volume du carton	0.0197 cbm
Poids du produit	0.1593 kg
Poids du carton	3.71 kg
Code EAN de la boîte	4038917122917
Code EAN du carton d'emballage	4038917415163

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

