



Description d'article

Numéro de commande	93.875.281
Description d'article	Cryobox, avec codage numérique par emplacement de stockage, pour le stockage à basse température, matériau : PC, rouge, couvercle coiffant avec fonction de ventilation, bouchon : transparent, (L x l x h) : 132 x 132 x 95 mm, format : 9 x 9, pour 81 récipients, pour tubes CryoPure 3,5 - 5,0 ml, filet intérieur et extérieur, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	couvercle coiffant avec fonction de ventilation
Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec codage numérique par emplacement de stockage
Compatible avec	tubes CryoPure 3,5 - 5,0 ml, filet intérieur et extérieur
Capacité de stockage	81
Formats	9 x 9

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Cryobox, 132 x 132 x 95 mm, format : 9 x 9, pour
81 récipients

Page 2

Dimensions

Largeur du produit	132 mm
Hauteur du produit	95 mm
Longueur du produit	132 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	rouge
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	400
Profondeur du carton	305 mm
Largeur du carton	305 mm
Hauteur du carton	508 mm
Volume du carton	0.0472 cbm
Poids du produit	0.2437 kg
Poids du carton	5 kg
Code EAN de la boîte	4038917122948
Code EAN du carton d'emballage	4038917076647

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT