



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 93.875.481 |
| Description d'article | Cryobox, avec codage numérique par emplacement de stockage, pour le stockage à basse température, matériau : PC, jaune, couvercle coiffant avec fonction de ventilation, bouchon : transparent, (L x l x h) : 132 x 132 x 95 mm, format : 9 x 9, pour 81 récipients, pour tubes CryoPure 3,5 - 5,0 ml, filet intérieur et extérieur, 5 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.12 |

Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------|---|
| Graduation | non |
| Bouchon | couvercle coiffant avec fonction de ventilation |
| Type de fermeture | couvercle coiffant |
| Version | avec codage numérique par emplacement de stockage |
| Compatible avec | tubes CryoPure 3,5 - 5,0 ml, filet intérieur et extérieur |
| Capacité de stockage | 81 |
| Formats | 9 x 9 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit | 132 mm |
| Hauteur du produit | 95 mm |
| Longueur du produit | 132 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit | jaune |
| Couleur du bouchon | transparent |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 5 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 5 |
| pièces / carton | 20 |
| pièces / pallet | 400 |
| Profondeur du carton | 318 mm |
| Largeur du carton | 318 mm |
| Hauteur du carton | 508 mm |
| Volume du carton | 0.0512 cbm |
| Poids du produit | 0.215 kg |
| Poids du carton | 5 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917122962 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917076661 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

