



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3900.002
Description d'article	Boîte de culture cellulaire, (Ø x h) : 35 x 10 mm, avec trame, matériau : PS, surface : Standard, pour cellules adhérentes, code couleur : rouge, TC Tested, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	Design SUREGrip
Surface de croissance	9.4 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	3 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	35 mm
Hauteur du produit	10 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	500
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	322 mm
Largeur du carton	257 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0203 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	2.82 kg
Code EAN de la boîte	4038917337984
Code EAN du carton d'emballage	4038917365796

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

