



Description d'article

Numéro de commande	83.3900.300
Description d'article	Boîte de culture cellulaire, (Ø x h) : 35 x 10 mm, matériau : PS, surface : Cell+, pour cellules exigeant adhérent, code couleur : jaune, TC Tested, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules exigeant adhérent
Forme du fond	Design SUREGrip
Surface de croissance	9.4 cm ²
Volume de travail	3 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	35 mm
Hauteur du produit	10 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	500
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	322 mm
Largeur du carton	257 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0203 cbm
Poids du produit	0.0037 kg
Poids du carton	2.56 kg
Code EAN de la boîte	4038917338042
Code EAN du carton d'emballage	4038917365802

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

