



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3903.300
Description d'article	Boîte de culture cellulaire, (Ø x h) : 150 x 20 mm, matériau : PS, surface : Cell+, pour cellules exigeant adhérent, code couleur : jaune, TC Tested, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules exigeant adhérent
Forme du fond	Design SUREGrip
Surface de croissance	151.4 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	36 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	150 mm
Hauteur du produit	20 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	100
pièces / pallet	1800
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	540 mm
Volume du carton	0.0766 cbm
Poids du produit	0.0535 kg
Poids du carton	6.92 kg
Code EAN de la boîte	4038917338318
Code EAN du carton d'emballage	4038917338301

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

