



Description d'article

Numéro de commande	83.3926
Description d'article	Plaque de culture cellulaire, 96 puits, matériau : PS, surface : Standard, pour cellules adhérentes, code couleur : rouge, forme du fond : conique, TC Tested, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	conique
Nombre de puits	96
Type de récipient	Plaque
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Plaque de culture cellulaire, 96 puits, surface :
Standard, forme du fond : conique**

Page 2

Dimensions

Volume max.	0.29 ml
Largeur du produit	85.2 mm
Hauteur du produit	16.55 mm
Longueur du produit	127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	3200
Profondeur du carton	332 mm
Largeur du carton	297 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0212 cbm
Poids du produit	0.0518 kg
Poids du carton	3.29 kg
Code EAN de la boîte	4038917338851
Code EAN du carton d'emballage	4038917338844

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT