



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 83.3931.300 |
| Description d'article | Insert de CT, pour plaques de 12 puits, membrane : PET, translucide, taille des pores : 3 µm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister |
| Code NACRES | NB.13 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Compatible avec | plaques de 12 puits |
| Forme du fond | fond plat |
| Surface de croissance | 1.1 cm ² |
| Volume de travail | 0,2 ml - 0,8 ml |
| Type de récipient | Insert de CT |
| Taille des pores | 3 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Hauteur du produit 16.38 mm

Matériau et coloris

Matériau de la membrane Polyéthylène téréphthalate (PET)
Matériau du cadre Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation X-Ray
Apyrogène oui
Non cytotoxique oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 48
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 48
pièces / carton 1440
pièces / pallet 23040
Profondeur du carton intérieur 196 mm
Largeur du carton intérieur 104 mm
Hauteur du carton intérieur 131 mm
Profondeur du carton 410 mm
Largeur du carton 435 mm
Hauteur du carton 550 mm
Volume du carton 0.0981 cbm
Poids du produit 0.0037 kg
Poids du carton 8.56 kg
Code EAN de la boîte 4038917371223
Code EAN du carton d'emballage 4038917371216

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

