



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3940.001
Description d'article	Filtropur V25, Unité de filtration sous vide, 250 ml, bouchon à vis, membrane : PES, Ø membrane : 90 mm, taille des pores : 0,2 µm, pour la filtration stérile, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.24

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Exemple d'utilisation	pour la filtration stérile
Filtre	oui
Surface du filtre	63.6 cm <sup>2</sup>
Taille des pores	0,2
Raccord	Cône à degrés

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	250 ml
Volume de filtration	250 ml
Hauteur du produit	143.9 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Matériau de la membrane	Polyéthersulfone (PES)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	12
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	12
pièces / pallet	288
Profondeur du carton	521 mm
Largeur du carton	203 mm
Hauteur du carton	381 mm
Volume du carton	0.0403 cbm
Poids du produit	0.1376 kg
Poids du carton	2.72 kg
Code EAN de la boîte	4038917411998
Code EAN du carton d'emballage	4038917411981

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

