



Description d'article

Numéro de commande	83.3940.511
Description d'article	Filtropur BT 25, Filtre à emboîter, pour capuchon à vis 45mm, 250 ml, membrane : PES, Ø membrane : 50 mm, taille des pores : 0,22 µm, pour la filtration stérile, stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase, 1 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Exemple d'utilisation	pour la filtration stérile
Compatible avec	capuchon à vis 45mm
Filtre	oui
Surface du filtre	15.16 cm ²
Taille des pores	0,22
Raccord	Cône à degrés

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	250 ml
Volume de filtration	250 ml
Hauteur du produit	11.35 cm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériau de la membrane	Polyéthersulfone (PES)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase
Stérilisation	Irradiation électronique
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	24
pièces / pallet	840
Profondeur du carton	433 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	236 mm
Volume du carton	0.0366 cbm
Poids du produit	0.0565 kg
Poids du carton	2.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917969406
Code EAN du carton d'emballage	4038917969512

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

