



Description d'article

Numéro de commande	83.3941.001
Description d'article	Filtropur V50, Unité de filtration sous vide, 500 ml, bouchon à vis, membrane : PES, Ø membrane : 90 mm, taille des pores : 0,2 µm, pour la filtration stérile, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.24

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Exemple d'utilisation	pour la filtration stérile
Filtre	oui
Surface du filtre	63.6 cm ²
Taille des pores	0,2
Raccord	Cône à degrés

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	500 ml
Volume de filtration	500 ml
Hauteur du produit	21.84 cm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Matériau de la membrane	Polyéthersulfone (PES)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	12
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	12
pièces / pallet	288
Profondeur du carton	508 mm
Largeur du carton	267 mm
Hauteur du carton	381 mm
Volume du carton	0.0516 cbm
Poids du produit	0.1815 kg
Poids du carton	3.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917412056
Code EAN du carton d'emballage	4038917412049

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

