



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3941.102
Description d'article	Filtropur BT 50, Filtre à emboîter, pour capuchon à vis 45mm, 500 ml, membrane : PES, Ø membrane : 90 mm, taille des pores : 0,1 µm, Pour le retrait de mycoplasmes, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.24

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Exemple d'utilisation	Pour le retrait de mycoplasmes
Compatible avec	capuchon à vis 45mm
Filtre	oui
Surface du filtre	63.6 cm <sup>2</sup>
Taille des pores	0,1
Raccord	Cône à degrés

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	500 ml
Volume de filtration	500 ml
Hauteur du produit	10.61 cm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériau de la membrane	Polyéthersulfone (PES)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	24
pièces / pallet	576
Profondeur du carton	521 mm
Largeur du carton	267 mm
Hauteur du carton	381 mm
Volume du carton	0.0529 cbm
Poids du produit	0.082 kg
Poids du carton	3.49 kg
Code EAN de la boîte	4038917412292
Code EAN du carton d'emballage	4038917412285

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

