



Description d'article

Numéro de commande	83.3942.100
Description d'article	Filtropur BT 100, Filtre à emboîter, pour capuchon à vis 45mm, 1.000 ml, membrane : PES, Ø membrane : 90 mm, taille des pores : 0,45 µm, pour la clarification, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.24

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Exemple d'utilisation	pour la clarification
Compatible avec	capuchon à vis 45mm
Filtre	oui
Surface du filtre	63.6 cm ²
Taille des pores	0,45
Raccord	Cône à degrés

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	1.000.00 ml
Volume de filtration	1000 ml
Hauteur du produit	15.27 cm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériau de la membrane	Polyéthersulfone (PES)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	24
pièces / pallet	288
Profondeur du carton	572 mm
Largeur du carton	343 mm
Hauteur du carton	439 mm
Volume du carton	0.0861 cbm
Poids du produit	0.1305 kg
Poids du carton	5.08 kg
Code EAN de la boîte	4038917412322
Code EAN du carton d'emballage	4038917412315

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

