



Description d'article

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande | 83.3942.501 |
| Description d'article | Filtropur V100, Unité de filtration sous vide, 1.000 ml, bouchon à vis, membrane : PES, Ø membrane : 91 mm, taille des pores : 0,22 µm, pour la filtration stérile, stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase, 1 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Exemple d'utilisation | pour la filtration stérile |
| Filtre | oui |
| Surface du filtre | 58.93 cm ² |
| Taille des pores | 0,22 |
| Raccord | Cône à degrés |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|----------------------|-------------|
| Volume nominal | 1.000.00 ml |
| Volume de filtration | 1000 ml |
| Hauteur du produit | 31 cm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polystyrène (PS) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la membrane | Polyéthersulfone (PES) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Label de pureté | stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Non cytotoxique | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 12 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 12 |
| pièces / pallet | 192 |
| Profondeur du carton | 545 mm |
| Largeur du carton | 425 mm |
| Hauteur du carton | 350 mm |
| Volume du carton | 0.0811 cbm |
| Poids du produit | 0.26 kg |
| Poids du carton | 5.42 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917969123 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917969130 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

