



Description d'article

Numéro de commande	83.3944
Description d'article	Unité de filtration sous pression, Filtropur L 0.2 S, pré-filtre : Fibre de verre, membrane : PES, surface de filtration : 20 cm ² , taille des pores : 0,2 µm, pour la filtration stérile, raccord : Olive pour tubulure, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Exemple d'utilisation	pour la filtration stérile
Filtre	oui
Surface du filtre	20 cm ²
Taille des pores	0,2
Raccord	Olive pour tubulure

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume de filtration 10000 ml

Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Matériau de la membrane Polyéthersulfone (PES)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation Stérilisation au gaz
Non cytotoxique oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 10
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 10
pièces / carton 50
pièces / pallet 400
Profondeur du carton intérieur 352 mm
Largeur du carton intérieur 155 mm
Hauteur du carton intérieur 123 mm
Profondeur du carton 530 mm
Largeur du carton 370 mm
Hauteur du carton 280 mm
Volume du carton 0.0549 cbm
Poids du produit 0.025 kg
Poids du carton 4.24 kg
Code EAN de la boîte 4038917926225
Code EAN du carton d'emballage 4038917926232

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

