



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3944.001
Description d'article	Unité de filtration sous pression, Filtropur L 0.2 LS, pré-filtre : Fibre de verre, membrane : PES, surface de filtration : 20 cm <sup>2</sup> , taille des pores : 0,2 µm, pour la filtration stérile, raccord : Luer Lock, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Exemple d'utilisation	pour la filtration stérile
Filtre	oui
Surface du filtre	20 cm <sup>2</sup>
Taille des pores	0,2
Raccord	Luer Lock

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume de filtration 10000 ml

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polycarbonate (PC)  
Matériau de la membrane Polyéthersulfone (PES)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique  
Stérilisation Stérilisation au gaz  
Non cytotoxique oui  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 10  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 10  
pièces / carton 50  
pièces / pallet 400  
Profondeur du carton intérieur 352 mm  
Largeur du carton intérieur 155 mm  
Hauteur du carton intérieur 123 mm  
Profondeur du carton 530 mm  
Largeur du carton 370 mm  
Hauteur du carton 280 mm  
Volume du carton 0.0549 cbm  
Poids du produit 0.025 kg  
Poids du carton 4.24 kg  
Code EAN de la boîte 4038917926188  
Code EAN du carton d'emballage 4038917926195

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

